般医療機器だから

用することができます。 ツは3種類 ら選べます 年代を問わ 込みの際はパ フリ ず着 #

自身の体温で血行を促進!

セラミックを練り込んだ特殊繊維の働き で自分の体温で血行を促進し、疲労や筋 肉のコリ等の症状改善ができるという仕 組みです。

※メーカー調べ ※試験環境:室温24°C、湿度60% ※結果には個人差があります

医療機器製造販売 届出番号

《使用目的又は効果》

遠赤外線の血行促進作用

明るくみえるパー

復する効果があります。

れを軽減し、

疲労を回

13B1X10360000028

●血行促進
●筋肉のハリ、コリの緩和

販売名: Recovery pro Lab. (リカバリー プロ ラボ)

ゆったり楽々疲労回復ウェア .490円×10回

- ●税込分割払価格………14,900円
- ●税込現金価格……14,900円
- ★分割がお得です! 分割手数料は当社負担!!

| 商品番号 | 57031-030(M) |
|------|---------------|
| 商品番号 | 57031-040(L) |
| 商品番号 | 57031-050(YF) |

- ●セット内容=長袖ロングチュニック、パンツ
- ●サイズ=長袖ロングチュニック:フリーサイ ズ、パンツ:M、L、YF(ゆったりフリー)●材質 =ポリエステル80%、綿20%●中国製

させることで 着ているだけで、 から放出され 般医療機器に届 セラミックを練り込んだ特殊繊維が着用者 た遠赤外線エネルギー 筋肉の 復ウェアなので -を吸収

してください。

長袖ロングチュニック

(単位:cm)

家事がしや

いす

| サイズ | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
|--------|----|----|----|----|
| フリーサイズ | 82 | 55 | 50 | 51 |

()内はヌード寸法(単位:cm) ロングパンツ

| サイズ | 股上 | 股下 | ウエスト | ヒップ |
|----------|----|----|---------|-----|
| М | 32 | 64 | (64~70) | 108 |
| L | 34 | 66 | (69~77) | 114 |
| YF(LL相当) | 29 | 64 | (77~85) | 114 |

般医療機器

着用前



肩がこる



着用前 着用後





筋肉のハ



疲れを軽減

・人気の疲労回復ウェアがこの機能でこの価格





体がだるい

ほっそり脚長にみえるテパ





取疲れれ なが

疲労回復

※効果には個人差があります。